

マルチスターラー専用コントローラー（超低速タイプ）

インキュベートにピッタリ、超低速タイプ



MC-331/MC-333

MC-331（超低速・単独出力タイプ）

MC-333（超低速・連動出力タイプ）

回転速度

20～800rpm

スターラー接続可能台数

3台まで接続

低速回転専用コントローラー

微生物等の組織培養に最適な低速回転専用制御器で、コアレスモーターによる逆起電力をモニタリングし、出力電圧をフィードバック制御して、安定した低速回転をします。

連動攪拌タイプ・個別に攪拌出来るタイプの2機種

MC-331は3台までマルチスターラーを接続でき、連動で攪拌。MC-333は同じく3台まで接続可能でスターラーをそれぞれ個別のスピードで攪拌できます。

仕 様

型 名	MC-331	MC-333
出力端子	出力ジャック（背面3個）	出力ジャック（背面3個）
制御方式	IC回路フィードバック制御	IC回路フィードバック制御(3系統独立方式)
回転速度	20rpm～800rpm	
本体寸法	W90XD180XH60(mm)	
電 源	AC100V 50/60Hz	

*マルチスターラーMS-101は付属しません。