


アルミブロック恒温槽 **サーモアルミバス** オプションブロック



ブロック外寸法：W108×D108×H80(mm)

適用機種：ALB-121n / ALB-221n
ALB-121 / ALB-221

サイズ表


型名	適合容器	架数	孔の深さ(mm)	価格(税抜)
ALB-MT02	0.2mlマイクロチューブ	100	14	¥53,000
ALB-MT-CB	0.5ml・1.5mlマイクロチューブ (2サイズコンビネーション)	18+18	0.5ml:28 1.5ml:38	¥28,000
AB-MT08	0.5mlマイクロチューブ	36	28	各¥27,000
AB-MT11	1.5mlマイクロチューブ	36	38	
AB-12	試験管12φ	36	70	各¥25,000
AB-13	試験管13φ			
AB-15	試験管15φ			
AB-165	試験管16.5φ			
AB-18	試験管18φ			
AB-20	試験管20φ	16	70	各¥27,000
AB-25	試験管25φ	12		
AB-30	試験管30φ	9		
AB-35	試験管35φ	5		
AB-TC15	15ml TC遠沈管	13	75	各¥25,000
AB-TC50	50ml TC遠沈管	9		



上の表の中から合うブロックを選べない場合は？



容器に合わせたブロックを特注で製作する事もできます。お気軽にご相談ください！



オプション 試験管濃縮ノズル

不活性ガス等を吹き付け試料の蒸発促進、酸化防止に使用します。

全てのノズルにロック付調節バルブを装備しておりますので
個々に調整できます。

型名	適用アルミブロック	架数	価格(税抜)
ALB-NOZ-20	AB-18	20	¥77,000
ALB-NOZ-25	AB-15 ; AB-165	25	¥77,000
ALB-NOZ-36	AB-MT11 ; AB-MT08 ; AB-12 ; AB-13	36	¥80,000

*ALB-221n、ALB-221には取付けできません。