


## アルミブロック恒温槽 オプションアクセサリ

### サーマルミバス**ALB-121**専用 サンプル濃縮ノズル



サンプルを加熱しながら、より早く濃縮させる為のノズルです。  
ノズル毎に流量を調節できるので、必要な孔にだけ効果的に吹き付ける事ができます。

型名	適用アルミブロック	穴数	価格(税別)
ALB-NOZ-20	AB-18	20	66,000円
ALB-NOZ-25	AB-15 ; AB-165	25	66,000円
ALB-NOZ-36	AB-MT11 ; AB-12 ; AB-13 ; AB-MT08	36	72,000円

\*ALB-221には取付けできません。

### 2槽式アルミバス**ALB-301**専用 移送ラック(低温槽用)



サンプルチューブを一度に、効率良く移動する事が可能です。  
ハンドル部には断熱材を使用。高温で使用する際にも安心です。

型名	適合容器	架数	価格(税別)
ALB-300-RACK40	1.5mlマイクロチューブ	40	13,800円
ALB-300-RACK05	0.5mlマイクロチューブ	48	

### 2槽式アルミバス**ALB-301**専用 保冷カバー(低温槽用)



70℃までの範囲でご使用下さい。  
専用移送ラックとの同時使用はできません。

型名	価格(税別)
ALB-300-COVER	12,000円