

ミキサー（試験管／マイクロチューブ／遠沈管 他 対応）



TM-252



TM-251



TM-252+平板アタッチメント

手動・自動攪拌の2つの攪拌モードを装備
 平板アタッチメント（標準付属）装着で多様な試験管
 の他、マイクロチューブがミキシング可能
 攪拌速度を目的に合わせて調節可能（TM-252）

試験管ミキサー TM-251 / TM-252

回転数	2500rpm: TM-251	2500rpm/可変: TM-252
-----	-----------------	--------------------

スイッチを押して攪拌or容器を押し当てて自動攪拌
 スイッチを押すだけで攪拌開始。また容器を上部アタッ
 メントに押し当てただけで攪拌を行う自動モードにも切り換え可能。

TM-252には攪拌速度調節機能付き


回転数を最大2500rpmまで調節出来、用途にあった攪拌設定が
 可能です。

安定性・安全性を考えた設計

下部に重心がくるように設計。底面に吸盤が付けてあるので、作業中の
 本体移動を防ぎます。

試験管ミキサーご使用方法

※速度調節機能はTM-252のみ



仕 様

型 名	TM-251	TM-252
回 転 数 (rpm)	2500(50Hz)	MAX2500/可変(50Hz)
攪 拌 モード	手動-自動	手動-自動・スピード可変
外形寸法(mm)	W105×D130×H155 (足ゴム部含む)	
重 量 (kg)	約2.0	
電 源	AC100V 50/60Hz 0.4A	
標準価格(税別)	30,000円	41,000円

● ご 使 用 用 途 ●

試料や試薬の混合・溶解
 遠沈管、試験管、マイクロチューブ
 等のミキシング、平板アタッチメントを用いた
 各種専用容器等のミキシング

TM-251 / TM-252 専用交換部品

型 名	品 名	標準価格(税別)
TM-91	ゴムヘッド	2,400円
MI-16	平板アタッチメント	4,200円

製品のお問い合わせは

製造発売元

株式会社 サイニクス

〒173-0026
 東京都板橋区中丸町49-6 TEL. 03(3959)1351 FAX. 03(3959)9401
 サイニクスホームページ <http://www.scinics.co.jp>